

ELECTRODO PEDIÁTRICO (9730)

PEDIATRIC ELECTRODE (9730)

SKU: 252301810272



INFORMACIÓN

- Empaque: Caja unidad
- Caja máster: 1 unidad

INFORMATION

- Packing: Box unit
- Master box: 1 unit

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	17	4	28	0,3
Caja máster / Master box	24	5	35	0,3

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN ISO 13485:2016



DESCRIPCIÓN

Los electrodos de energía reducida para desfibrilación pediátrica de Cardiac Science están previstos únicamente para uso con los siguientes desfibriladores automáticos externos (DEA) de Cardiac Science: Powerheart DEA serie 9200, Powerheart DEA serie 3G 9300 y FirstSave DEA serie 9300. Estos electrodos proporcionan energía de desfibrilación reducida y han sido diseñados para uso en únicamente bebés o niños de hasta 8 años de edad o hasta 25 kg (55 libras). Si el niño parece ser mayor o de más peso, usar los electrodos Cardiac Science para desfibrilación de adulto.

DESCRIPTION

Cardiac Science Pediatric Defibrillation Reduced Energy Electrodes are intended only for use with the following Cardiac Science Automated External Defibrillators (AEDs): Powerheart AED 9200 Series, Powerheart AED G3 9300 Series, and FirstSave AED 9300 Series. These electrodes provide reduced defibrillation and are intended for use on infants only or children up to 8 years of age or up to 25 kg (55 pounds). If the child appears to be older or heavier, use the electrodes Cardiac Science for Adult Defibrillation.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Electrodos pediátricos pre-tratados 9370 con gel, autoadhesivos, desechables, sin polaridad (los electrodos idénticos se pueden colocar en cualquier posición).
- Únicamente para uso a corto plazo. Un juego de electrodos pediátricos de Cardiac Science se puede usar para monitorizar a un paciente por 2 horas y administrar hasta 15 descargas. Para retirar los electrodos, desprenda el electrodo suavemente de la piel del paciente, comenzando por una orilla.
- Elimine los electrodos usados.
- Unidad Tamaño: 24 cm².
- Uso a corto plazo (<8 horas).

CHARACTERISTICS

- Type: 9370 Pre-gelled, self-adhesive, disposable, non-polarity pediatric electrodes (identical electrodes can be placed in any position).
- For short term use only. A Cardiac Science pediatric electrode set can be used to monitor a patient for 2 hours and deliver up to 15 shocks. To remove the electrodes, gently peel the electrode off the patient's skin, starting at one edge.
- Dispose of used electrodes.
- Unit Size: 24 cm².
- Short-term use (<8 hours).

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: contacto@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

APLICACIÓN

Esmerilado / Triturado / Lijado / Mantenimiento / Aserraderos / Carpintería / Empacado / Cementos / Construcción / Agroquímicos / Minería / Industria alimenticia / Canteras / Hospitalaria / Harineras / Automotriz / Faena / Obra Civil / Rescate / Emergencia / Ambulancia / Colegios / Universidades / Centros comerciales / Centros deportivos / Residencias / Hoteles.

USES

Grinding / Grinding / Sanding / Maintenance / Sawmills / Carpentry / Packaging / Cement / Construction / Agrochemicals / Mining / Food industry / Quarries / Hospitals / Flour Mills, Automotive / Slaughter / Civil Works / Rescue / Emergency / Ambulance / Schools / Universities / Shopping Centers / Sports centers / Residences / Hotels.



STEELPRO
SAFETY®