


# INMOVILIZADOR DE CABEZA

## HEAD IMMOBILIZER

SKU: 252300560258



### DESCRIPCIÓN

Inmovilizador lateral de cabeza perfecto para ser utilizado en tablas espinales. Fabricado en espuma de alta densidad con terminación engomada que permite permeabilidad completa del equipo. Su parte posterior con refuerzo acolchado permite suavizar la prolongada permanencia de la cabeza del paciente.

### CARACTERÍSTICAS

Inmovilizador de cabeza desmontable y ajustable con velcro de alta duración. Material hidrófugo e hipoalérgico de fácil lavado. La unidad viene completa con base, dos almohadillas laterales de apoyo y correas de mentón y cabeza. Translúcido, no interfiere con rayos X, resonancia magnética o procedimientos CT. No absorbe sangre ni fluidos corporales. Orificio a la altura de los oídos lo que permite un fácil monitoreo.

### DESCRIPTION

Lateral head immobilizer is perfect to be used in spinal boards. Made of high-density foam with a rubberized finish that allows complete permeability of the equipment. Its back part with padded reinforcement allows to soften the prolonged permanence of the patient's head.

### CHARACTERISTICS

Removable and adjustable head immobilizer with highly durable velcro. Water-repellent and hypoallergenic material that is easy to wash. Unit comes complete with base, two side support pads, and head and chin straps. Translucent, it does not interfere with X-ray, MRI or CT procedures. It does not absorb blood or body fluids. Ear hole for easy monitoring.

### INFORMACIÓN

- Empaque: Caja unidad
- Caja máster: 8 unidades

### INFORMATION

- Packing: Box unit
- Master box: 8 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	43	26	12	1
Caja máster / Master box	59	45	56	7,2

### CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN ISO 14971:2012, EN 1041:2008.
- EN ISO 10993-1:2009/AC: 2010.
- FDA



### GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

### WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

### APLICACIÓN

Esmerilado / Triturado / Lijado / Mantenimiento / Aserraderos / Carpintería / Empacado / Cementos / Construcción / Agroquímicos / Minería / Industria alimenticia / Canteras / Hospitalaria / Harineras / Automotriz / Faena / Obra Civil / Rescate / Emergencia / Ambulancia / Colegios / Universidades / Centros comerciales / Centros deportivos / Residencias / Hoteles.

### USES

Grinding / Grinding / Sanding / Maintenance / Sawmills / Carpentry / Packaging / Cement / Construction / Agrochemicals / Mining / Food industry / Quarries / Hospitals / Flour Mills, Automotive / Slaughter / Civil Works / Rescue / Emergency / Ambulance / Schools / Universities / Shopping Centers / Sports centers / Residences / Hotels.